

感溫智慧衣使用注意事項

v1.1

1. 感溫智慧衣自購買日起有壹年的保固，但有人為拆解與破壞則不在保固範圍內。
2. 目前 App 只有 Android 版無 iPhone 的 iOS 版，適用於有藍牙功能(Bluetooth v3.0 以上)的 Android 手機。
3. 第一次使用或之後使用覺得溫度值不夠準確時，建議做感溫衣同溫校正即可，以保持溫度值的準確度。
4. 建議使用步驟如下：
 - 4.1 感溫智慧衣先穿好在身上後，藍牙感溫模組母扣再扣上感溫衣感測的公扣上。
 - 4.2 藍牙感溫模組下方開關右撥開啟電源。
 - 4.3 點選手機專屬 App 開始鍵，藍牙自動搜尋連接使用。
 - 4.4 結束使用時，先點選手機專屬 App 結束鍵。
 - 4.5 藍牙感溫模組下方開關左撥關閉電源。
5. 若穿著感溫智慧衣躺在床上使用時，建議手機放置與藍牙模組同一側之上方處放置，以防睡眠時身體翻身阻礙藍牙連線。
6. 若因身體翻身阻礙藍牙連線，手機專屬 App 即因藍牙斷線發出斷線警示音提醒，此時再調整身體姿勢使之藍牙重新連線即可。
7. 藍牙感溫模組目前無防水裝置，若感溫衣髒了，需先拆下藍牙模組後才可送洗，以免藍牙模組泡水而損壞。
8. 若藍牙感溫模組使用時無電，請從感溫衣拆下藍牙感溫模組後，請注意把模組開關左撥關閉電源後，再插入專屬充電器充電。充電約 15~20 分鐘後，充電器上指示燈由紅轉綠即完成充電。
9. 感溫智慧衣所量測的溫度值供使用者參考，若有疑慮請醫護人員再次測溫與確認。